

## LGT-2500S

### Cellulite -Stoßwellenbehandlung für die kosmetische Anwendung

Neben der physio-therapeutischen Anwendung bei Gelenk- und Bandscheibenbeschwerden sowie Muskelverspannungen (Triggerpunkte) hat auch die Kosmetik den Nutzen der Stoßwellen-Behandlung zur Anwendung bei Cellulite für sich entdeckt.

Durch den Einsatz eines Oberflächen-Schallkopfes wird die direkte Wirkung auf die Cellulite erreicht. Dabei werden folgende Effekte erzielt:

- Lockerung der Fettzellen-Verklumpung
- Beschleunigung des Fettstoffwechsels
- Anregung zur Bildung von Kollagenfasern
- Straffung des Bindegewebes
- Erhöhte Lymphzirkulation
- Durchblutungsförderung
- Gewebeneubildung



- ✓ Pulsfrequenz: 1-17 Hz
- ✓ interner Arbeitsdruck : 1-4 bar
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ Energielevel: Variabel
- ✓ Maße: 20 x 40 x 40 cm (H x B x T)
- ✓ Gewicht: 10,5 kg
- ✓ hochauflösender Farb-Touchscreen 7"
- ✓ effektive, schnelle Behandlung

